




Колодец кабельный транспозиции тип МПМ-КТ



Комплектация:

1. Колодец полимерный МПМ-КТ Id1500 Hн2600 для размещения короба транспозиции.
2. Крышка завинчивающаяся с уплотнением, OD800/ID630.
3. Лестница алюминиевая (1 шт.).
4. Патрубки ПЭ (ГОСТ 18599-2001) OD75/ID66 SDR17 - 7 шт. размещаются по осям короба КТК-3.
5. Плита ПЭ для короба - 1 шт.
6. Изоляторы типа ИОСК 10-8 (4 шт.).
7. Система пожаротушения - ОСП-1 (1шт.), устанавливается над коробом.
8. Короб КТК-3 в комплекте (поставляется заказчиком и устанавливается в заводских условиях на плиту ПЭ).
9. На каждый патрубок устанавливается гермоставка 66/36 (1 шт.) и термоусадочные трубки 115/35 и 60/15 с клеевым слоем (или аналоги). Установка осуществляется при монтаже колодца на объекте в соответствии с рекомендациями производителей.

Примечание

* - погрешность размещения +/-5 мм.

Полимерные колодцы МПМ-КТ							
Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата	Колодец кабельный МПМ-КТ D1500 H2600 с крышкой герметичной закручивающейся	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							
Т. Контр.					Лист 1	Листов 3	
Н. Контр.				Пример размещения колодца в зеленой зоне (газон)			
Утв.							

000 «МПМ»